

# Thermophore® MaxHEAT™

Heat Pack for Deep-Heat™ Therapy

## Warranty

During the first two years after purchase, we will replace this product free of charge to the original owner if it has a manufacturing defect. Please be sure to have your sales receipt showing the date of purchase. If no receipt is available, we will use the serial number stamped on the unit to determine warranty eligibility. Please contact us for assistance at 800-253-0854 or at CustomerService@BattleCreekEquipment.com. In order to obtain warranty service, you will be asked to send the unit to us for evaluation.

\* Please note this warranty does not cover incidental or consequential damages or costs connected with any such defect. While this warranty gives you specific legal rights, you may also have other rights which vary from state to state.

## Garantie

Pendant les deux premières années suivant l'achat, nous remplacerons gratuitement ce produit pour le propriétaire original s'il contient un défaut de fabrication. Veuillez présenter votre reçu de caisse indiquant la date d'achat. Si aucun reçu n'est disponible, nous utiliserons le numéro de série de l'appareil pour déterminer l'admissibilité de la garantie. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide au 800-253-0854 ou à CustomerService@BattleCreekEquipment.com. Pour obtenir un service sous garantie, vous devrez nous envoyer l'unité pour évaluation.

\* Veuillez noter que cette garantie ne couvre pas les dommages accessoires ou indirects ou les coûts liés à un tel défaut. Bien que cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

## Garantía

Durante los dos primeros años después de la compra, reemplazaremos este producto sin costo alguno para el propietario original si tiene un defecto de fabricación. Por favor, asegúrese de tener el recibo de compra que indique la fecha de compra. Si no tiene recibo, usaremos el número de serie de la unidad para determinar la elegibilidad de la garantía. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda llamando al 800-253-0854 o vaya a CustomerService@BattleCreekEquipment.com. Para que pueda obtener el servicio de garantía, se le pedirá que nos envíe la unidad para evaluarla.

\* Tenga en cuenta que la garantía no cubre daños o costos incidentales o consecuentes relacionados con cualquier defecto. Si bien esta garantía le otorga derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

# Thermophore® MaxHEAT™

Heat Pack for Deep-Heat™ Therapy

## Instruction Manual Manuel d'instructions



### Constant-Comfort™ Switch

Three temperature levels let you select the temperature you prefer



### Constant-Comfort™ Commutateur

Trois niveaux de température vous permettent de sélectionner la température que vous préférez



Meets or Exceeds  
Standards for UL130  
Certified to CAN/  
CSA C 22.2

Enhancing Comfort, Enhancing Treatment, Enhancing Lives!™



702 South Reed Road  
Fremont, IN 46737  
800-253-0854

www.BattleCreekEquipment.com



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

### DANGER

To reduce the risk of burns, electric shock and fire, this product must be used in accordance with the following instructions:

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS BOOKLET, ON THE PACKAGING AND ON THE PAD.

DO NOT USE WHILE SLEEPING OR IN BED.

DO NOT USE ON AN INFANT.

THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, PARALYZED PERSON, SLEEPING OR UNCONSCIOUS PERSON, OR A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION UNLESS CAREFULLY ATTENDED.

DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.

BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING - CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.

NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE.

DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.

DO NOT SIT ON OR CRUSH PAD-AVOID SHARP FOLDS.

NEVER PULL THIS PAD BY THE CORD. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING. TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS.

CAREFULLY EXAMINE INNER COVER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF INNER COVERING SHOWS ANY SIGN OF DETEIORATION.

THIS UNIT IS NOT DESIGNED FOR USE IN CONJUNCTION WITH ANY TYPE OF MASSAGE APPARATUS. SUCH USE MAY CAUSE DAMAGE TO INTERNAL COMPONENTS AND WILL VOID THE WARRANTY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

## Using Your Heating Pad

- Insert the plug into any convenient 110-volt outlet. The pack has a polarized plug as a safety feature so the plug will only fit into a polarized outlet one way.
- Slide the control button to the heat level you prefer (High, Medium, or Low.) The small light at the top of the switch will glow as a reminder that the unit is On. Slide to position O to turn Off at any time. The switch will automatically turn off after approximately 25 minutes of continuous use. You can adjust the temperature at any time during your therapy session.
- We recommend treatments of 30 minutes or less with a minimum wait between sessions of 60 minutes. Please consult a physician if you require more prolonged heat therapy or if you notice unusual symptoms.



## Cleaning Instructions

- Do not soak the heating unit. Wipe clean only.
- Machine wash the Fleece Cover in cold water on the gentle cycle. Hang dry or dry flat.

## Storage Instructions

- Store your heating pad flat or in its original packaging.
- Do not wrap cord around pad for storage.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES NE DÉTRUISEZ PAS

### DANGER

Pour réduire le risque de brûlures, de choc électrique et de feu, ce produit doit être utilisé conformément aux directives suivantes :

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES RETROUVÉES DANS CE LIVRET, SUR L'EMBALLAGE ET SUR LA COUVERTURE CHAUFFANTE.

N'UTILISEZ PAS LA COUVERTURE CHAUFFANTE LORSQUE VOUS DORMEZ OU ÊTES AU LIT.

N'UTILISEZ PAS CETTE COUVERTURE CHAUFFANTE SUR UN BÉBÉ.

CETTE COUVERTURE CHAUFFANTE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE SUR OU PAR UNE PERSONNE HANDICAPÉE, PARALYSÉE, ENDORMIE OU INCONSCIENTE, OU UNE PERSONNE AVEC UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE À MOINS DE LA SURVEILLER ATTENTIVEMENT.

N'UTILISEZ PAS SUR LES ZONES D'INSENSIBILITÉ CUTANÉE.

QUEL QUE SOIT LE MODE DE RÉGLAGE, DES BRÛLURES PEUVENT SURVENIR – VEUILLEZ VÉRIFIER FRÉQUEMMENT LA PEAU SOUS LA COUVERTURE CHAUFFANTE.

N'UTILISEZ JAMAIS LA COUVERTURE CHAUFFANTE SANS LE DESSUS MOLLETONNÉ EN PLACE.

N'UTILISEZ PAS DES ÉPINGLES OU TOUT AUTRE OBJET MÉTALLIQUE POUR FIXER LA COUVERTURE CHAUFFANTE EN PLACE.

POUR PRÉVENIR LES PLIS TROP ACCENTUÉS, NE VOUS ASSOYEZ PAS OU N'ÉCRASEZ PAS LA COUVERTURE CHAUFFANTE.

NE TIREZ JAMAIS CETTE COUVERTURE CHAUFFANTE PAR LE CORDON. N'UTILISEZ PAS LE CORDON COMME UNE POIGNÉE. ENROULEZ LE CORDON LÂCHEMENT LORSQUE VOUS RANGEZ LA COUVERTURE CHAUFFANTE. UN ENROULEMENT TROP SERRÉ PEUT ENDOMMAGER LE CORDON ET LES PIÈCES INTERNES.

VEUILLEZ VÉRIFIER ATTENTIVEMENT L'ENVELOPPE INTÉRIEURE AVANT CHAQUE UTILISATION. SI L'ENVELOPPE INTÉRIEURE MONTRE DES SIGNES DE DÉTÉRIORATION, VEUILLEZ JETER LA COUVERTURE CHAUFFANTE.

CETTE COUVERTURE CHAUFFANTE N'EST PAS CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE AVEC TOUT AUTRE APPAREIL DE MASSAGE. CELA POURRAIT ENDOMMAGER LES COMPOSANTS INTERNES ET ANNULERA LA GARANTIE.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS .

## Utilisation de votre couverture chauffante

- Insérez la fiche dans une prise murale de 110 volts. Par mesure de sécurité, le bloc possède une fiche polarisée qui ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée.
- Veuillez glisser le bouton de commande au niveau de chaleur désirée (élevé, moyen ou bas). Le petit voyant lumineux sur la partie supérieure du commutateur s'illuminera pour indiquer que la couverture chauffante est activée. En tout temps, veuillez glisser le bouton de commande à la position « O » pour l'éteindre. Le commutateur s'éteint automatiquement au bout d'environ 25 minutes d'utilisation continue. Vous pouvez régler la température en tout temps au cours de votre séance de thérapie.
- Nous recommandons des traitements de 30 minutes ou moins, avec une attente minimum entre les séances de 60 minutes. Veuillez consulter un médecin si vous avez besoin d'une thérapie prolongée par la chaleur ou si vous remarquez des symptômes inhabituels.



## Directives pour l'entretien

- Ne faites pas tremper la couverture chauffante. Nettoyage à sec seulement.
- Lavez le dessus molletonné à la machine, à l'eau froide au cycle délicat. Séchez-le à plat ou suspendez-le.

## Directives pour le rangement

- Rangez votre couverture chauffante à plat ou dans son emballage d'origine.
- Lors du rangement, n'enroulez pas le cordon autour de la couverture chauffante.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD NO LAS DESTRUYA

### PELIGRO

Para reducir el riesgo de quemaduras, choque eléctrico e incendio, a este producto se lo debe usar de acuerdo con las siguientes instrucciones:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES INCLIDAS EN ESTE FOLLETO, EN EL EMBALAJE Y EN LA ALMOHADILLA.

NO LA USE MIENTRAS DUERME O ESTÁ EN LA CAMA.

NO LA USE CON UN BEBÉ.

ESTA ALMOHADILLA NO DEBE SER USADA EN, O POR, UN PERSONA INVÁLIDA, PARALIZADA, DORMIDA O INCONSCIENTE, O POR UNA PERSONA CON MALA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA A NO SER QUE ESTÉ ASISTIDA CUIDADOSAMENTE.

NO USE EN ÁREAS DONDE SU PIEL NO TIENE SENSACIÓN.

PUEDEN OCURRIR QUEMADURAS A PESAR DEL CONTROL DE AJUSTE – EXAMINE CON FRECUENCIA LA PIEL QUE ESTÁ DEBAJO DE LA ALMOHADILLA.

NUNCA USE LA ALMOHADILLA SIN SU COBERTURA.

NO USE ALFILERES NI OTROS ARTÍCULOS METÁLICOS PARA SUJETAR ESTA ALMOHADILLA EN SU SITIO.

NO SE SIENTE NI APLASTE LA ALMOHADILLA - EVITE PLIEGUES MUY APRETADOS.

NO HALE EL CABLE DE ESTA ALMOHADILLA. NO UTILICE EL CABLE COMO ASA. ENROLLE EL CABLE HOLGADAMENTE CUANDO LA GUARDE. UN ENROLLADO APRETADO PUEDE DAÑAR EL CABLE Y LAS PIEZAS INTERNAS.

EXAMINE CON CUIDADO LA COBERTURA INTERIOR ANTES DE CADA USO. DESECHE LA ALMOHADILLA SI LA COBERTURA INTERIOR MUESTRA CUALQUIER SEÑAL DE DETERIORO.

ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA SER USADA JUNTO CON NINGÚN TIPO DE APARATO DE MASAJES. DICHO USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS COMPONENTES INTERNOS Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

## Cómo usar su almohadilla térmica

- Inserte el enchufe en cualquier tomacorriente de 110 voltios. El paquete tiene un enchufe polarizado como medida de seguridad, así que el enchufe sólo entrará de una sola forma en un tomacorriente polarizado.
- Deslice el botón de control hacia el nivel de calor que prefiera (Alto, Medio o Bajo). La pequeña luz en la parte superior del interruptor brillará para recordarle que la unidad está encendida.
- Deslice a la posición O para apagarla en cualquier momento. El interruptor se apagará automáticamente después de aproximadamente 25 minutos de uso continuo. Usted puede ajustar la temperatura en cualquier momento durante la sesión de terapia.
- Recomendamos tratamientos de 30 minutos o menos con una espera mínima de 60 minutos entre sesiones. Por favor, consulte a un médico si requiere terapia térmica más prolongada o si nota síntomas inusuales.



## Instrucciones de limpieza

- No remoje la unidad de calefacción. Límpiela sólo frotando.
- Lave la cobertura del vellón en la lavadora en agua fría y en ciclo suave. Séquela colgándola o extendiéndola.

## Instrucciones de almacenaje

- Guarde su almohadilla térmica en forma plana o en su embalaje original.
- Cuando la guarde, no enrolle el cable alrededor de la almohadilla.